



SINCE 1966
MADE IN ITALY

Elisir

by **FLAEM**®

Aerosol per utilizzo frequente

Aerosol therapy unit for frequent use

Veloce e silenzioso
Fast and silent

Adatto a tutta la famiglia
Suitable for the whole family

Indicato per la cura di tutte le affezioni croniche e acute dell'apparato respiratorio
Recommended for all chronic respiratory diseases

Ampolla a valvole e con funzione doppia velocità
RF6 Plus Nebulizer with valve and 2 delivery modes

www.flaem.it



Ampolla RF6 plus con sportello di ventilazione a valvola e 2 modalità di erogazione del farmaco
RF6 plus nebuliser with valve system and 2 delivery modes



Nuove Mascherine Soft Touch Adulto e Pediatrica, dotate di morbido bordo a contatto con il viso
New Soft Touch Adult and Paediatric Masks



Utile maniglia per il trasporto
Convenient carrying handle



Comodo vano porta accessori igienicamente separato dal vano raccogli cavo
Convenient accessories compartment



Vano raccogli cavo
Cord storage compartment



Aria depurata con filtraggio professionale
Air purified by professional filter

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Uso Use	Continuo Continuous
Alimentazione/Potenza Power supply/Power	230 V ~ 50 Hz/140 VA Other voltages available on request
Filtraggio aria Air filtering	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
Portata aria al compressore Compressor air output	10 l/min (approx)
Pressione Max Max pressure	2.6 ± 0.4 bar
Rumorosità (a 1 m) Sound level (at 1 m)	57 dB (A) (approx)
Dimensioni Dimensions	20 (L) x 30 (P) x 10 (H) cm 20 (length) x 30 (width) x 10 (height) cm.
Peso apparecchio Handset Weight	2.1 Kg
Garanzia Warranty	3 anni Please refer to your local dealer

OMOLOGAZIONI APPROVALS

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)	
In conformità alla Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices	
Conforme alla Norma EN 60601-1 (solo per unità 230 V ~ 50 Hz) In compliance with EN 60601-1 standard (230V 50Hz only)	
Codice Code	EL02P00
Imballo Master carton	n° 6 pz. 6 pieces

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Ampolla / Nebulizer	MIN	MAX
Erogazione ml / min' ⁽¹⁾ Delivery ml / min' ⁽¹⁾	0.15	0.42
MMAD ⁽²⁾	3.2 µm	
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾ Breathable fraction < 5 µm (FPF) ⁽²⁾	73.0%	
Capacità massima ⁽¹⁾ Maximum fill volume ⁽¹⁾	8 ml	

- (1) Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5.
I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.
(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5
Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity
- (2) Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.
(2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

ACCESSORI IN DOTAZIONE ACCESSORIES

Set Ampolla RF6 Plus composto da: ampolla, boccaglio con valvola, nasale e comando manuale di nebulizzazione RF6 Plus Nebulizer Set composed of: nebulizer, mouthpiece with valve, nasal prong and drug saving device
Mascherina Adulto Soft Touch Soft Touch Adult mask
Mascherina Pediatrica Soft Touch Soft Touch Paediatric mask
Tubo di collegamento da 1 m 1 m connection tube

Patented Product and PCT International Patent Pending

14446 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.flam.it

