

MasterNeb.
Fast and compact Nebulizer
Aerosol veloce e compatto



**Comfortable adult and
paediatric Soft Touch
masks**
Confortevoli mascherine
Soft Touch adulto e
pediatriche



High efficiency air filter
Filtro dell'aria ad alta
efficienza



**Convenient
carrying handle**
Pratica maniglia
per un facile trasporto



**The respiratory
therapy**
La terapia
dell'apparato
respiratorio

— 50 —
years of italian excellence
anni di eccellenza italiana

MasterNeb.



The RF6 Basic² nebuliser is especially suitable for paediatric use because the non-spill system prevents the medicine from leaking out even if it accidentally tips over (tested to work with up to 5 ml of product, which is the average dose of the most common therapeutic applications) / L'ampolla RF6 Basic² è particolarmente indicata anche per l'uso pediatrico, poiché il sistema antirovesciamento impedisce la fuoriuscita del farmaco, anche capovolgendola accidentalmente (Efficacia testata fino a 5 ml, dose media delle applicazioni terapeutiche più comuni).



Technical Features / Caratteristiche Tecniche

Use / Uso	Continuous / Continuo	
Power supply/Power / Alimentazione - Potenza	230V ~ 50Hz / 130VA / Other voltages available on request	
Air filtering Filtraggio aria	For better quality, the compressed air is taken external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (density 320 mg/cm ³) / Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall' ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (densità 320 mg/cm ³)	
Compressor air output / Portata aria al compressore	9 l/min (approx)	
Max pressure / Pressione Max	1.8 ± 0.3 bar	
Sound level (at 1 m) / Rumorosità (a 1 m)	56 dB (A) (approx)	
Dimensions (length x width x height) / Dimensioni (L x P x H)	6.20 x 6.50 x 4.50 inches / 16 x 16,5 x 11,5 cm	
Weight / Peso apparecchio	2.80 lb / 1,3 Kg	
Approvals Omologazioni	In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only) / Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" (solo per unità 230V ~ 50Hz)	CE 0051
	Complies with: European standard EN 10993-1 "Biological Evaluation of Medical Devices" and European Directive 93/42/EEC "Medical Devices" Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006 / In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 "Valutazione Biologica dei dispositivi medici" ed alla Direttiva Europea 93/42/EEC "Dispositivi Medici" Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006	PHthalates & BPA FREE
	In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only) / Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V ~ 50Hz)	TÜV Rheinland CERTIFIED Total Approved Safety Packaging Production Surveillance www.tuev.com EN 0217001982

RF6 Basic² nebulizer technical features Caratteristiche Tecniche RF6 Basic²

	Standard mode	High Speed mode
Delivery ml/min / Erogazione ml/min	0.25 approx (1)	0.32 approx. (1)
MMAD	3.8 µm (2)	4.0 µm (2)
Breathable fraction < 5 µm (FPF) / Frazione respirabile < 5 µm	62 % (2)	63 % (2)
Maximum fill volume / Capacità massima	8 ml	

(1) Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity / Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente.

(2) In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request / Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta.



Accessories / Accessori in dotazione

RF6 Basic ² nebulizer / Ampolla RF6 Basic ²
Mouthpiece / Boccaglio
Soft Touch Adult mask / Mascherina adulto Soft Touch
Soft Touch Child mask / Mascherina pediatrica Soft Touch
1 m connection tube / Tubo di collegamento da 1 m

MasterNeb

Code / Codice	PT13P00
Model / Modello	P0404EM F400
Master carton / Imballo	8 pieces / 8 Pezzi



To know more



Per saperne di più

