

Flaem® Elisir

Der zuverlässige Partner für die ganze Familie

Der Flaem® Elisir verfügt über einen leistungsstarken Kompressor, der ein sehr effektives Inhalieren ermöglicht. Der im Gehäuse eingebaute Stauraum für Zubehör, sowie der integrierte Tragegriff sorgen für einen hohen Komfort.

-  Made in Italy
-  Wechselbare Vernebler
-  Kompatibel mit Rhino Clear®
-  Einfache Bedienung
-  Qualitativ hochwertiger Luftfilter
-  Tragegriff
-  Zubehör-Fächer



Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 6 Plus
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Kindermaske
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Nasenstück
- ✓ Gebrauchsanweisung



Technische Daten

Verneblungsart	Kompressor	Tröpfchengröße	MMAD 3,2 µm; 73% < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Lautstärke	57 dB (A)
Aufnahmeleistung	~ 140 VA	Gewicht	2,1 kg
Compressor Air Output	10 L / min	Maße [mm]	200 x 300 x 100
Verneblerleistung	0,15 - 0,42 ml/min	Max. Füllmenge	8 ml