







# Flaem® Lella

Nimmt die Angst vor dem Inhalieren  
- Speziell für Kinder designt -

Der Flaem® Lella wurde speziell für Kinder entwickelt, ist aber auch für Erwachsene geeignet. Sein leistungsstarker Kompressor ist für eine regelmäßige Nutzung ausgelegt und der Vernebler „RF 6 Basic“ erhöht mit dem „no-spilling system“ die Kinderfreundlichkeit. Kombiniert mit dem Flaem® Rhino Clear® ist Lella besonders gut zur Behandlung und Reinigung der oberen Atemwege geeignet.

-  Made in Italy
-  Wechselbare Vernebler
-  Kompatibel mit Rhino Clear®
-  Einfache Bedienung
-  Qualitativ hochwertiger Luftfilter
-  Geräuscharmer Betrieb



## Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 6 Basic
- ✓ Rhino Clear®
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Kindermaske
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Netzkabel
- ✓ Gebrauchsanweisung



## Technische Daten

<b>Verneblungsart</b>	Kompressor	<b>Tröpfchengröße</b>	MMAD 3,6 µm; 66 - 67% < 5 µm
<b>Nennspannung</b>	230 V	<b>Therapie</b>	Untere Atemwege
<b>Nennfrequenz</b>	~ 50 Hz	<b>Lautstärke</b>	55 dB (A)
<b>Aufnahmeleistung</b>	~ 140 VA	<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Compressor Air Output</b>	10 L / min	<b>Maße [mm]</b>	210 x 160 x 130
<b>Verneblerleistung</b>	0,32 - 0,42 ml/min	<b>Max. Füllmenge</b>	8 ml