





# Flaem® MasterNeb

## Kompakter und effektiver Kompressor für eine komfortable Nutzung

Der Flaem® MasterNeb verfügt über ein Anti-vibrationssystem, ein gedämpftes Kompressorgehäuse und den patentierten Vernebler „RF 6 Basic“. Durch das „no-spilling system“ ist der Flaem® MasterNeb auch für den pädiatrischen Gebrauch gut geeignet.

-  Made in Italy
-  Wechselbare Vernebler
-  Kompatibel mit Rhino Clear®
-  Einfache Bedienung
-  Qualitativ hochwertiger Luftfilter



### Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 6 Basic
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Kindermaske
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Gebrauchsanweisung



Druckluftvernebler

### Technische Daten

Verneblungsart	Kompressor	Tröpfchengröße	MMAD 3,8 - 4,0 µm; 63% < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Lautstärke	56 dB (A)
Aufnahmeleistung	~ 130 VA	Gewicht	1,3 kg
Compressor Air Output	9 L / min	Maße [mm]	160 x 165 x 115
Verneblerleistung	0,25 - 0,32 ml/min	Max. Füllmenge	8 ml

Art.-Nr.

PZN

87000

4783016