

Flaem® NebulAir+

Der Sprinter unter den Langstreckenläufern
- schnell & robust -

Der Flaem® NebulAir+ verfügt über ein Antivibrationssystem und zwei getrennte Ablagefächer, die eine separate hygienische Trennung des Zubehörs ermöglichen. Ein integrierter Tragegriff macht das Gerät handlicher im Transport. Besonders herausragend ist die Schnelligkeit und die Leistung des Flaem® NebulAir+ beim Langzeitbetrieb. Das Gerät ist für alle Altersgruppen geeignet.

-  MADE IN ITALY
-  WECHSELBARE VERNEBLER
-  KOMPATIBEL MIT RHINO CLEAR®
-  EINFACHE BEDIENUNG
-  QUALITATIV HOCHWERTIGER LUFTFILTER
-  TRAGEGRIFF
-  ZUBEHÖR-FÄCHER



Druckluftvernebler

Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 7 Plus
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Kinder- & Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Nasenstück
- ✓ Gebrauchsanweisung



Technische Daten

Verneblungsart	Kompressor	Tröpfchengröße	MMAD 2,2 - 2,38 µm; 84,2 - 81,5% < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Lautstärke	55 dB (A)
Aufnahmeleistung	~ 210 VA	Gewicht	2,4 kg
Compressor Air Output	14 L / min	Maße [mm]	200 x 300 x 100
Verneblerleistung	0,29 - 0,65 ml/min	Max. Füllmenge	8 ml