






Flaem® PrimoNeb


Die erste Wahl, wenn der Winter naht
- kompakt & effektiv -

Der Flaem® PrimoNeb ist für einen Druckluftvernebler sehr kompakt und perfekt für die saisonale Aerosoltherapie zuhause; ohne dabei Kompromisse in Sachen Leistungsfähigkeit und Komfort zu machen.

-  Made in Italy
-  Wechselbare Vernebler
-  Kompatibel mit Rhino Clear®
-  Qualitativ hochwertiger Luftfilter
-  Einfache Bedienung

Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 7 Dual Speed
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Gebrauchsanweisung



Druckluftvernebler

Technische Daten

Verneblungsart	Kompressor	Tröpfchengröße	MMAD 3,78 - 4,6 µm; 63 - 54,4 % < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Lautstärke	54 dB (A)
Aufnahmeleistung	~ 130 VA	Gewicht	1,3 kg
Compressor Air Output	9 L / min	Maße [mm]	145 x 140 x 105
Verneblerleistung	0,25 - 0,55 ml/min	Max. Füllmenge	8 ml

Art.-Nr.	PZN
87500	16262067