

Flaem® RespirAir

Eleganz trifft Medizintechnik
- mehr als nur ein Inhalator -

Der Flaem® RespirAir sieht nicht nur gut aus. Er hat Power, ist kompakt und ist dabei noch schnell. Er ist für den regelmäßigen Gebrauch konzipiert, sehr effektiv und äußerst verlässlich. Sein modernes und elegantes Design täuscht schon fast darüber hinweg, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt.

-  Made in Italy
-  Wechselbare Vernebler
-  Kompatibel mit Rhino Clear®
-  Einfache Bedienung
-  Qualitativ hochwertiger Luftfilter
-  Tragegriff



Druckluftvernebler

Lieferumfang

- ✓ Druckluft Inhalationsgerät
- ✓ Vernebler RF 7 Plus
- ✓ Druckluftschlauch
- ✓ Kinder- & Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Gebrauchsanweisung



Technische Daten

Verneblungsart	Kompressor	Tröpfchengröße	MMAD 2,72 - 2,53 µm; 77,8 - 79,6% < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Lautstärke	54 dB (A)
Aufnahmeleistung	140 VA	Gewicht	1,45 kg
Compressor Air Output	10 L / min	Maße [mm]	160 x 160 x 100
Verneblerleistung	0,23 - 0,53 ml/min	Max. Füllmenge	8 ml