

## - Untere Atemwege -

### RF 7 Plus

Der Flaem® RF 7 Plus ist effektiv und wirksam. Durch sein Klappensystem kann beim Einatmen mehr vom Medikament aufgenommen werden. Außerdem sorgt das System beim Ausatmen dafür, dass weniger vom Medikament verschwendet wird. Das macht den RF 7 Plus zum schnellsten, aber auch zu einem sehr sparsamen Vernebler von Flaem.



#### Lieferumfang

- |    |                                                                                    |                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vernebler</li> <li>✓ Mundstück</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nasenstück</li> </ul>                               |
| II | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vernebler</li> <li>✓ Mundstück</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kindermaske</li> <li>✓ Druckluftschlauch</li> </ul> |

#### RF 7 Plus

Compressor Air Output [L/ min]	9,0		10,0		14,0	
	Klappe	Max	Klappe	Max	Klappe	Max
Schalter						
MMAD [µm]	2,95	2,44	2,76	2,91	2,21	2,38
Austrag [ml/min]	0,18	0,42	0,23	0,53	0,29	0,65
Anteil Tröpfchen < 5 µm [%]	74,7	80,7	78,5	76	84,2	81,5

### RF 7 Dual Speed

Der Flaem® RF 7 Dual Speed ist schnell und komfortabel. Er liefert eine feine Partikelgröße und gleichzeitig die Möglichkeit die Behandlungsdauer, mit Hilfe eines Schalters, zu reduzieren.



#### Lieferumfang

- |                                                                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vernebler</li> <li>✓ Mundstück</li> <li>✓ Nasenstück</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Druckluftschlauch</li> <li>✓ Erwachsenenmaske</li> <li>✓ Kindermaske</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RF 7 Dual Speed

Compressor Air Output [L/min]	9,0		10,0	
	Min	Max	Min	Max
Schalter				
MMAD [µm]	2,95	2,44	2,76	2,91
Austrag [ml/min]	0,18	0,42	0,23	0,53
Anteil Tröpfchen < 5 µm [%]	74,7	80,7	78,5	76