

BA-TUBE®

Stabilisiert die Atemwege
- klein & immer parat -

Die BA-TUBE® schient die Atemwege. Um die Atemwege offenzuhalten, lernen betroffene Patienten bei akuter Atemnot die „Lippenbremse“ richtig anzuwenden. Diese Technik ist allerdings in Akutsituationen oft nicht abrufbar. Deshalb wurde die BA-TUBE® entwickelt; eine Atemhilfe, die im Prinzip wie die Lippenbremse wirkt und jederzeit einfach anwendbar ist. Sie dient besonders zur Atemtherapie von Asthma, COPD, Lungenemphysemen und Mukoviszidose. In der postoperativen Phase oder bei immobilen Patienten dient die Atemtherapie mit BA-TUBE® der Atelektasen-Prophylaxe.

- € Geringer Preis
- ✎ Klein und handlich (10 cm)
- 📦 Leicht zu transportieren (14 g)
- ⚙️ Einfache Handhabung, stufenlos einstellbar
- 🏥 Problemlose Reinigung, autoklavierbar bis 134 °C
- ⊕ Schnelle Hilfe



Anwendung: Der Patient kann an der blauen Kappe den Widerstand wählen, gegen den er ausatmen muss. Durch den vorgeschalteten Widerstand baut sich im Mund ein positiver Druck auf (PEP = Positive Expiratory Pressure), der sich bis in die Bronchien fortsetzt. PEP wirkt wie eine unsichtbare Schiene, die den Bronchialkollaps verhindert.



LIEFERUMFANG

- ✓ PEP-Therapiegerät
- ✓ Gebrauchsanweisung