

Philips Respironics®

Threshold® PEP

Verbessert die Sekretmobilisierung

Der Threshold® PEP verbessert die Beweglichkeit und verhindert Sekretansammlungen. Hierbei wird der vom Gerät erzeugte Widerstand beim Ausatmen genutzt, um die Atemwege zu öffnen. So kann der Schleim in Bereiche der Atemwege vordringen, wo er vom Körper besser abtransportiert werden kann.

Die PEP-Therapie (PEP = Positive Expiratory Pressure) kann bei Asthma, Emphysemen, chronischer Bronchitis, sowie als prä- und postoperatives Atemtraining bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen angewendet werden.



- Unterstützt die Selbstreinigung des Körpers
- Kann in Kombination mit einem geeigneten Inhalationsgerät die Aerosoltherapie optimieren

Lieferumfang

- ✓ PEP-Therapiegerät
- ✓ Mundstück
- ✓ Nasenklemme
- ✓ Gebrauchsanweisung


Art.-Nr.	PZN
86400	1454683

Threshold® IMT

Stärkt die Atemmuskulatur

Der Threshold® IMT verbessert und stärkt effektiv die Kraft und Ausdauer der Einatemmuskulatur. Durch einen individuell einstellbaren Widerstand (9 - 41 cm Wassersäule) wird die Muskulatur beim Einatmen gezielt gestärkt. Das eingebaute Ventil sorgt dabei für einen konstanten Widerstand, unabhängig vom Atemfluss des Patienten.

Das Training mit dem Threshold® IMT (IMT = Inspiratory Muscle Trainer) verbessert nachgewiesenermaßen die Atmung und damit die individuelle Leistungsfähigkeit. Die Lungen füllen sich tiefer, der Körper kann mehr Sauerstoff aufnehmen und es wird weniger Laktat gebildet. Das macht Atemwegstrainer nicht nur für Patienten, sondern auch für Spitzensportler interessant.



- Kann in jeder Position angewendet werden
- Erhöht die Kraft und Ausdauer der Atemmuskulatur

Lieferumfang

- ✓ IMT-Therapiegerät
- ✓ Mundstück
- ✓ Nasenklemme
- ✓ Gebrauchsanweisung

Art.-Nr.	PZN
86410	0256449