








Flaem® Universal Plus

Inhalieren wie im Schlaf
für unterwegs und zuhause

Der Flaem® Universal Plus ist der ideale Begleiter für Zuhause, im Büro oder auf Reisen. Auch eine Behandlung im Liegen ist mühelos möglich. Durch den abnehmbaren Standfuß kann er als Hand- oder Standgerät verwendet werden. Der geräuscharme Betrieb ermöglicht dabei diskrete Anwendungen.

-  Made in Italy
-  Ideal für schnelle Behandlungen, einstellbarer Flow
-  Einfache Bedienung
-  Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
-  Geräuscharmer Betrieb
-  Klein und transportabel
-  Leicht durchführbare Reinigung und Desinfektion von Gerät und Zubehör



Lieferumfang

- ✓ Ultraschall Inhalationsgerät mit Flowregulator
- ✓ Kindermaske
- ✓ Erwachsenenmaske
- ✓ Mundstück
- ✓ Nasenstück
- ✓ Verlängerungsschlauch
- ✓ Tragetasche
- ✓ Standfuß
- ✓ Netzteil
- ✓ Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Verneblungsart	Ultraschall	Tröpfchengröße	MMAD ~ 1,9 µm; 92% < 5 µm
Nennspannung	230 V	Therapie	Untere Atemwege
Nennfrequenz	~ 50 Hz	Gewicht	0,2 kg (Handgerät)
Aufnahmeleistung	~ 15 VA	Maße [mm]	90 x 50 x 120
Schwingfrequenz	2,4 MHz	Max. Füllmenge	6 ml
Verneblerleistung	~ 0,7 ml/min	Restmenge	< 1ml